

El S0200 Vortex Mixer presenta una verdadera órbita circular con una distribución uniforme de vórtices en todo el rango de velocidad. La velocidad variable hace que la unidad sea útil para una gran variedad de aplicaciones desde mezclas suaves hasta pellets re-suspendidos. El cabezal estándar CombiCup™ suministrado con el equipo acepta un solo tubo o varios. Los cabezales opcionales aceptan microplacas, microtubos, tubos de tira de PCR, tubos de 15 y 50 ml y tubos para sangre. Un contrapeso optimizado permite que el mezclador vortex se comporte estable durante todo el ciclo. Su potente motor proporciona eficiencia en el mezclado y larga vida útil. Permite dos modos de operar "táctil" o continuo. El S0200 es seguro para uso en cuartos fríos o incubadoras.



Especificaciones:

- Rango de velocidad: 0 a 3,400 RPM
- Modalidades de operación: Táctil o continuo
- Temperatura ambiente de operación: De 4 A 65°C
- Dimensiones (W x D x H): 140*160*130mm
- Dimensiones del block (W*D): 90*153mm
- Peso: 4.84 lb / 2.2 kg
- Alimentación eléctrica 120V, 50/60 Hz



Accesorios (Opcionales)



Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.
Equipos y Reactivos para Investigación
Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A
Col. Santa Cruz de las Flores
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640
Tel. 3338488484
email: prolab@pro-lab.com.mx
www.prolab@pro-lab.com.mx