



## Agitador orbital análogo 10-500RPM



### Descripción:


Agitador orbital análogo con plataforma grande. Fabricado con materiales de alta resistencia química, control de velocidad variable y rotación orbital de alta precisión. Es una línea de alto rendimiento capaces de funcionar de manera continua para una amplia variedad de laboratorios médicos, químicos y biológicos. Diseñadas para ofrecer flexibilidad, estas unidades vienen con una gran selección de accesorios y aditamentos opcionales para satisfacer sus necesidades específicas del laboratorio. Con un excelente historial de confiabilidad y larga durabilidad.

### Especificaciones:

Catalogo	S302-10L
Modelo	SHKR-07
Medida de la Plataforma	297 * 417mm
Rango de Velocidad	10 A 500RPM
Amplitud del Giro	10mm
Tipo de Rotacion	Orbital
Temperatura de Operación	+4°C A +45°C
Humedad de Operación	Max 80%
Peso	7 kg
Medidas Totales (L*W*H)	420*310*100 mm
Alimentación Eléctrica	110VAC, convertidor 24VDC



### Accesorios y aditamentos opcionales:



**SHKR-15** Adaptador de microplacas STD



**SHKR-17** Sujetador de rodillos Universal



**SHKR-14** Adaptador de tubos de 30mm



**SHKR-13** Adaptador de tubos de 16mm



**SHKR-19** Tapete de hule antideslizante



**SHKR-12** caja magnética para clips